


VacuDAP Standard




VacuDAP standard

Le système **VacuDAP Standard** de mesure de dose comprend :

- La chambre de mesure avec son électronique
- Un afficheur simple
- Une alimentation AC/DC 15 – 220 V.
- Les rails de fixation de la chambre de mesure dans le diaphragme de 175mm ou 170mm
- Un câble standard de 20 m ou plus.




- Stand-alone system with serial interface for printer or PC

VacuDAP COMPACT

VacuDAP compact

Le système **VacuDAP Compact** de mesure de dose comprend :

- La chambre de mesure avec son électronique & un afficheur intégré
- Un câble stand alimentation Standard de 15 m ou plus
- Des rails de fixation de la chambre de mesure dans le diaphragme de 175mm ou 170mm.



- compact unit for easy retrofits
- with serial interface for label printer Zebra
- secondary display provides serial interface for printer or PC



Le système **VacuDAP Compact S** de mesure de dose pour les mobiles comprend :

- La chambre de mesure avec son électronique & un afficheur intégré
- Un câble stand alimentation Standard de 15 m ou plus
- Des rails de fixation de la chambre de mesure dans le diaphragme sont disponibles en fonction des modèles.


VacuDAP *TWIN*



Le système **VacuDAP TWIN** de mesure de dose comprend :

- Deux chambres de mesures avec leur électronique
- Un afficheur Double
- Une alimentation AC/DC 15 – 220 V.
- Les rails de fixation de la chambre de mesure dans le diaphragme de 175mm ou 170mm
- Deux câbles standards de 20 m ou plus.

VacuDAP *twin*



- Stand-alone system with serial interface for printer or PC
- for connection of two measuring chambers
- simultaneous display of both values


VacuDAP BLUETOOTH




Le système **VacuDAP BLUETOOTH** de mesure de dose comprend :

- La chambre de mesure avec son électronique
- Un afficheur simple
- Deux alimentations AC/DC ou 15 – 220 V.
- Les rails de fixation de la chambre de mesure dans le diaphragme de 175mm ou 170mm

VacuDAP Bluetooth & Compact Avec Option Batterie



L'option Batterie permet de faire des mesures du Produit Dose Surface sans se soucier de l'alimentation. La batterie peut être utilisée avec le VacuDAP *bluetooth*® et VacuDAP *compact*. Cette configuration est la plus adaptée aux appareils de radiologie mobiles



- Stand-alone system with Bluetooth module
- Display unit with RS232 interface


VacuDAP COMPACT C



Le système **VacuDAP COMPACT C** de mesure de dose comprend :

- La chambre de mesure avec son électronique
- Un afficheur simple
- Une alimentation AC/DC ou 15 – 220 V.
- Un câble standard de 20 m ou plus.

VacuDAP - C



- Stand-alone system with serial interface for printer or PC
- second display for DAP rate